

Манжета к приборам Microlife, размер S

ФСЗ 2011/10300

манжета, для приборов Microlife, размер манжеты S,
для окружности руки 18.4-28.7 см, подключение к
прибору двухтрубное

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Вид	манжета
Совместимость с приборами	Microlife

Манжета

Размер манжеты	S
Окружность руки	18.4-28.7 см
Подключение к прибору	двухтрубное

Дополнительные характеристики

Благодаря наличию долговечной внутренней камеры она максимально надежна. В комплект входит съемный чехол для стирки.