

Машина моечно-дезинфекционная ТЗМОИ Стилко ДС-50

РЗН 2014/2196

для инструментария и посуды, камера 60 л,
непроходная, сушка, размер 570×575×535 мм

Тюменский завод медицинского оборудования и
инструментов АО, Россия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	60 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	570×575×535 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная ТЗМОИ Стилко ДС-50 обладает следующими особенностями:

- прямоугольная, горизонтально расположенная камера выполнена из нержавеющей стали AISI316, изготовлена в соответствии со стандартом ISO 15883-1/2 и директивой 93/42 СЕЕ;
- 3 свободно программируемые программы мойки;
- возможно конфигурирование параметров каждой программы в широком диапазоне;
- возможно производить операции в ручном режиме;
- микропроцессорное управление;
- ЖК-дисплей с полным отображением информации о текущих параметрах процесса и стадии выполнения;
- вертикальная откидывающаяся вперед дверь;
- два дозирующих насоса для моющих средств;
- контроль уровня моющих средств, сигнализация при отсутствии моющего средства;
- широкий выбор тележек и приспособлений для мойки.