

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 390

РЗН 2015/3375

для инструментария и посуды / для суден и мочеприемников, камера 307 л, 750×610×670 мм, проходная, сушка, размер 3175-4125×1300×2500 мм

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды / для суден и мочеприемников
Объем камеры	307 л
Размер камеры	750×610×670 мм
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	3175-4125×1300×2500 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 390 - это проходная моечно-дезинфицирующая машина, обеспечивающая высокую пропускную способность, надежность и полную автоматизацию, в целях увеличения мощности и улучшения рабочего процесса. Оснащена системой высокопроизводительной сушки и имеет большое количество разнообразных внутрикамерных стеллажей и подходит для широкого спектра применения. Конструкция выполнена из нержавеющей стали и материала HI-MACS, что обеспечивает легкость в очистке любыми моющими средствами. В потолок камеры вмонтирован светильник для освещения внутренней части. Камера оснащена автоматическими вертикальноскользящими дверьми из термостойкого стеклопакета, что уменьшает потери тепла и снижает уровень шума до минимума.

Особенности:

- система автоматического распознавания внутрикамерных стеллажей и выбор программы мойки;
- автоматическая загрузка/разгрузка;
- экономия энергии за счет рекуперации тепла (подогрев воды выходящим воздухом при сушке);
- уменьшение времени мойки за счет предварительного подогрева деминерализованной воды;
- система динамического заполнения водой камеры позволяет экономить до 20 % воды, энергии и химических средств;
- высокопроизводительная сушка с HEPA фильтром;
- мониторинг термической дезинфекции A3000;
- претензионная система подачи химических средств;

- три дозирующих перистальтических насоса химических средств (возможно до 5);
- автоматическая система контроля пенообразования;
- защита от перелива;
- подсветка камеры.