

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 750

РЗН 2015/3375

для инструментария и посуды / для суден и
мочеприемников / для транспортных тележек, камера
2214 / 3772 / 4838 л, проходная, сушка

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды / для суден и мочеприемников / для транспортных тележек
Объем камеры	2214 / 3772 / 4838 л
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 750 - мойка-дезинфектор для профессиональной мойки, дезинфекции и сушки инструментария, операционной обуви, лабораторной посуды и контейнеров. Модель существует в 3 модификациях (S,L,V), которые различаются размерами камер и объемом.

Режим динамического заполнения водой камеры экономит воду, энергию и химикаты. Для мойки используется деминерализованная вода, которая автоматически подогревается перед началом работы. Нагрев воды осуществляется с помощью рекуперации тепла (подогрев выходящим при сушке воздухом).

Варианты исполнения:

- **Belimed WD 750 S** - объем камеры 2214 л, вместимость 28 корзин, размер 2450x2300x2000 мм;
- **Belimed WD 750 L** - объем камеры 4838 л, вместимость 56 корзин, размер 2450x2300x3600 мм;
- **Belimed WD 750 V** - объем камеры 3772 л, вместимость 44 корзин, размер 2450x2300x2860 мм.