

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-10

ФСЗ 2009/04624

для суден и мочеприемников, камера 60 л,
400×480×350 мм, непроходная, размер 600×540×1460
мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Объем камеры	60 л
Размер камеры	400×480×350 мм
Исполнение	непроходная
Размер	600×540×1460 мм
Вес	119 кг

Описание

Дезинфекционно-моечная машина DGM ES 10 для мойки суден специально разработана для обработки и дезинфекции различных подкладных суден и мочеприемников. Удобная панель управления, понятная для пользователя. Система управления с автоматической диагностикой, проверкой хода текущей программы, отображением состояния и возможных сбоев. Меню ручного управления и диагностики компонентов машины. Превосходное качество обработки благодаря 5 неподвижным и 2 вращающимся соплам, подающим воду на наружные и внутренние поверхности. Подача пара через сопла для полной дезинфекции моющей системы в ходе рабочего цикла. Загрязненные предметы загружаются на оптимальную высоту. Дополнительные опции: дополнительный насос подачи химического средства, дополнительный насос подачи средства удаления накипи, инфракрасный датчик, позволяющий открыть дверь без физического контакта, ножная педаль открытия двери, специальные держатели подкладных суден и мочеприемников.