

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-50

ФСЗ 2009/04624

для инструментария и посуды, камера 15 л,
непроходная, сушка, размер 630×600(900)×850 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	15 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	630×600(900)×850 мм
Вес	83 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-50 - компактная установка для мойки и дезинфекции хирургических инструментов, офтальмологических и стоматологических инструментов, медицинской обуви, инструментов для малоинвазивной хирургии, детских бутылочек, лабораторного стекла.

Особенности:

- Прямоугольная, горизонтально расположенная, камера выполненная из нержавеющей стали AISI316, изготовленная в соответствии со стандартом ISO 15883-1/2 и директивой 93/42 СЕЕ.
- Температура мойки и дезинфекции настраивается в широком диапазоне, и контролируется 2 независимыми датчиками.
- Многоуровневая система фильтрации исключает попадание примесей в систему рециркуляции и продлевает срок службы насосов.
- Широкий выбор тележек и приспособлений для мойки.