

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Medivators CER Optima

ФСЗ 2012/11807

для эндоскопов, 1 эндоскоп / 2 эндоскопа,
непроходная, размер 410×560×510 мм

Medivators Inc., США



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Вместимость	1 эндоскоп / 2 эндоскопа
Исполнение	непроходная
Размер	410×560×510 мм
Вес	32 кг

Описание

Установка **CER Optima** является автоматическим устройством - репроцессором, предназначенным для мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов.

Использует жидкие дезинфицирующие средства, которые находятся в резервуаре репроцессора, расположенном под столешницей или на тележке. При обработке наружная поверхность эндоскопа полностью погружается в раствор дезинфицирующего средств для ДВУ, внутренние каналы промываются жидкостью под давлением. Все жидкостные циклы сопровождаются продувкой воздухом для полной очистки внутренних трубопроводов и каналов от всех жидкостей.

Предварительно запрограммированные циклы и автоматическая промывка спирта и сушка на воздухе эндоскопов обеспечивают обработку эндоскопа со временем цикла всего 30 минут

Закрытая система репроцессора минимизирует уровень выделения паров. Конструкция резервуара для дезинфектанта обеспечивает визуальный контроль его количества и возможность снятия для очистки.

Репроцессор оснащен:

- двухступенчатой системой фильтрации воды
- блоком улавливания и фильтрации паров дезсредств
- устройством для подогрева дезсредства
- встроенным принтером и сканером штрихкодов

Параметры	CER-1	CER-2
Количество обрабатываемых эндоскопов	1	2
Емкость бассейна	15,1 л	18,9 л
Емкость резервуара для дезинфектанта	18,9 л	18,9 л
Масса (прибл.)	30 кг	32 кг

Принадлежности:

- картриджи системы фильтрации воды
- фильтр блока улавливания и фильтрации паров дезинфицирующих средств
- устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy
- устройство для проверки эндоскопов на герметичность Veriscan, арт. VER-LT
- шкаф для хранения чистых эндоскопов Scope-Store SE
- пластиковый лоток для транспортировки эндоскопов
- нагревательные элементы системы подогрева дезинфицирующего средства
- фильтр дезинфицирующего средства
- фильтр очистки воздуха
- лента для принтера