

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 12

РЗН 2017/6096

для инструментария и посуды, камера 350 л,
непроходная, сушка, размер 900×740×1940 мм

ФАРМСТИЛ ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	350 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	900×740×1940 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 12 позволяет в каждом цикле достигать наивысшей производительности. Благодаря усовершенствованным стыковочным узлам для моечных тележек, изменилось местоположение внутренних компонентов и это позволило внедрить новую систему сушки, чтобы увеличить вместимость машины, не меняя габаритов оборудования и длительности цикла.