

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 8

РЗН 2017/6096

для инструментария и посуды, камера 200 л,
непроходная, сушка, размер 650×660×1685 мм

ФАРМСТИЛ ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	200 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	650×660×1685 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ 8 - усовершенствованная гибкая интегрированная система для контролируемой мойки, дезинфекции, сушки воздухом инструментов, предназначенная для использования в хирургических и центральных стерилизационных отделениях. Расположение двери на удобной высоте облегчает пользователю выполнение операций по загрузке и разгрузке машины с применением ручных тележек для загрузки/разгрузки.