

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-190

ФСЗ 2008/01784

для суден и мочеприемников, 360×480×340 мм,
непроходная, сушка, размер 630×600×1300 мм

Franke Medical Oy, Финляндия



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Размер камеры	360×480×340 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	630×600×1300 мм
Вес	102 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-190 разработана для использования в стационарах, домах престарелых и других ЛПУ. Это микропроцессорная моечно-дезинфицирующая машина для мытья широкого ассортимента предметов: судна, мочеприемники, компактные санитарные судна, тазики для мытья рук, держатели для одноразовых суден, цветочные вазы и другие емкости многоразового использования.

Дeko-190 прошла тестирование качества мойки и дезинфекции и соответствует международным стандартам. Благодаря использованию уникального принципа циркуляции воды механизм мойки высоко эффективен, несмотря на низкое потребление воды и электроэнергии. Дезинфекция осуществляется паром с помощью встроенного парогенератора низкого давления. Все процессы мойки, обработки паром, дезинфекции происходят внутри машины. Все внутренние поверхности, емкости, трубы, сливные патрубки, держатели и другие части моются и дезинфицируются в процессе каждого цикла.