

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-2000

ФСЗ 2008/01786

для инструментария и посуды, камера 220 л,
600×610×610 мм, непроходная / проходная, сушка,
размер 800×7710×1970 мм

Franke Medical Oy, Финляндия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	220 л
Размер камеры	600×610×610 мм
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	800×7710×1970 мм
Вес	250 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-2000 - микропроцессорная машина с большой камерой, предназначена для каждодневного профессионального использования во всех медицинских, фармацевтических и ветеринарных учреждениях. Деко-2000 может быть выполнена как с одной дверью, так и в виде проходной модели, с сушилкой или без нее. Комплектующие изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 и кислотоупорной AISI 316, компоненты отобраны в процессе строгих испытаний. Наравне с долговечностью и эффективностью, следует отметить также многостороннюю и безаварийную работу машины.