

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-260

ФСЗ 2008/01785

для инструментария и посуды, 500×510×450 мм,
непроходная, сушка, размер 630×600×1300 мм

Franke Medical Oy, Финляндия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Размер камеры	500×510×450 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	630×600×1300 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Franke DEKO-260 - микропроцессорная моечно-дезинфицирующая машина, предназначенная для использования в больницах и лабораториях. Эффективность мойки и дезинфекции Deko-260 строго контролируется и соответствует международным стандартам. Температура воды при мойке легко регулируется, что позволяет производить очистку медицинских изделий из любых материалов: хирургических инструментов, резины, пластмассы и стеклянной посуды. Время цикла дезинфекции и температура программируются от 1 до 10 минут и от 80 °С до 93 °С соответственно путем использования специальных кодов. В случае сбоя программы загорается красный индикатор и если заданные значения времени и температуры не были достигнуты, дверь на стороне выгрузки блокируется. Замок безопасности также препятствует открытию двери во время работы машины. Различные бумажные, цифровые и безбумажные регистраторы процесса являются дополнительным оборудованием и в базовую конфигурацию машин не входят.