

Машина моечно-дезинфекционная Getinge FD1600

РЗН 2013/852

для суден и мочеприемников, непроходная, сушка,
размер 450×580×1320 мм

ArjoHuntleigh AB, Швеция



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	450×580×1320 мм
Вес	90 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная серии FD1600 - промывные дезинфекторы с фронтальной загрузкой. Используются в медицинских учреждениях различного профиля для опорожнения, очистки и дезинфекции предметов ухода за больными. Заранее установленные программы с рекомендуемыми параметрами качественно производят обработку подкладных суден и мочеприемников.