

Машина моечно-дезинфекционная Getinge S-607

ФСЗ 2009/03594

для суден и мочеприемников, камера 70 л,  
465×400×400 мм, непроходная, сушка, размер  
660×590×1060 мм

ArjoHuntleigh AB, Швеция



Характеристики

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Назначение    | для суден и мочеприемников |
| Объем камеры  | 70 л                       |
| Размер камеры | 465×400×400 мм             |
| Исполнение    | непроходная                |
| Функция сушки | Да                         |
| Размер        | 660×590×1060 мм            |
| Вес           | 85 кг                      |

Описание

**Машина моечно-дезинфекционная Getinge S-607** - дезинфектор с вертикальной загрузкой для обработки подкладных суден и мочеприемников. Используются в медицинских учреждениях различного профиля для опорожнения, очистки и дезинфекции предметов ухода за больными. Заранее предустановлено 5 программ, память на 25 программ.