

Машина моечно-дезинфекционная Miele DGD 8803 / 8805

РЗН 2015/3280

для транспортных тележек / для матрасов,
1250×1100×2350 мм, непроходная / проходная, сушка,
размер 3000×3200×3520 мм

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для транспортных тележек / для матрасов
Размер камеры	1250×1100×2350 мм
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	3000×3200×3520 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Miele DGD 8803 / 8805 - дезинфекционная камера большого объема для обработки матрасов, одеял, покрывал и других пористых материалов. Изделия обрабатываются фракционированным вакуумным методом. Паровая камера применяется для проведения дезинфекции в условиях стационара. Работа устройства совершается за счет программируемого микропроцессорного управления с возможностью регулирования настроек и рабочих параметров. Процесс обработки оператор контролирует при помощи дисплея. Для облегчения управления разработаны пользовательские подсказки. Дверное уплотнение с гидравлическим затвором обеспечивает контроль герметичности и работы даже в случае течи. Устройство оснащено автоматическими горизонтальными раздвижными дверями не требующими сложного обслуживания. Установлен пневмопривод с масляным демпфированием и защитная рейка на линии закрытия двери.

Варианты исполнения:

- **Miele DGD 8803** - оснащена тележкой на 7 матрасов;
- **Miele DGD 8805** - оснащена тележкой на 10 матрасов.