

Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7823

РЗН 2014/1870

для инструментария и посуды, камера 170 л,
непроходная, сушка, размер 1928×900×750 мм

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	170 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	1928×900×750 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7823 / G 7824 - автомат для мойки и дезинфекции. Предназначен для централизованной (всех инструментов в центральном стерилизационном отделении) и децентрализованной (в специальных отделениях больниц) обработки медицинских инструментов и принадлежностей в небольших и средних больницах. Для лучшего результата мойки изделий при сильных кровяных загрязнениях и бережную обработку различных инструментов имеется программа «DESIN vario TD». Также возможна химикотермическая дезинфекция для инструментов, чувствительных к воздействию повышенных температур.