

## Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7825 / G 7826

РЗН 2014/1870

для инструментария и посуды, камера 225 л,  
непроходная, сушка, размер 2404×900×750 мм

Miele & Cie. KG, Германия



### Характеристики

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Назначение    | для инструментария и посуды |
| Объем камеры  | 225 л                       |
| Исполнение    | непроходная                 |
| Функция сушки | Да                          |
| Размер        | 2404×900×750 мм             |
| Вес           | 360 кг                      |

### Описание

---

**Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7825 / 7826** - автомат для мойки и дезинфекции. Аппарат имеет сетчатые крышки, вставки-основания, вставки для размещения медицинского инструмента, тележки для размещения вставок и специальных медицинских инструментов, промывочные втулки для размещения микроинструмента, наконечники, переходники, адаптеры, инжекторные сопла, держатели и зажимы для крепления медицинских инструментов, крепления и гнезда для размещения микроинструмента, основания-поддоны, цоколи-подставки, монтажные комплекты, магнитные планки для тележек, загрузочные тележки, дозирования жидких сред, системы сушки горячим воздухом, системы конденсации пара, системы водоподготовки, системы протоколирования процесса.

Включает 17 стандартных программ, 8 сервисных и память для ещё 39 дополнительных программ. Благодаря системному управлению Profitronic поддается легкому программированию. Программирование происходит непосредственно с клавиатуры или через инфракрасный порт с помощью персонального или портативного компьютера.

Два коромысла-распылителя обеспечивают интенсивную мойку внешних поверхностей предметов. С помощью инжекторной системы можно осуществлять мойку полых инструментов