

Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7831

РЗН 2014/1870

для инструментария и посуды, непроходная, сушка,
размер 850×450×600 мм

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	850×450×600 мм
Вес	58 кг

Описание

Моечно-дезинфекционная машина MIELE G 7831 - автомат для мойки и дезинфекции медицинских инструментов. G 7831 является экономичным решением для клиник, в которых, мало места, и общее число пациентов составляет примерно 20–35 человек в день.