

Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7891 / G 7892 / G 7893

ФСЗ 2009/03679

для инструментария и посуды, непроходная, сушка,
размер 850×600×600 мм

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	850×600×600 мм
Вес	78 кг

Описание

Автоматы для мойки и дезинфекции, модели G с шириной 60 см, со встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом, для обработки лабораторной посуды, например в промышленных и исследовательских лабораториях.