

Машина моечно-дезинфекционная Miele PG 8535 / 8536

ФСЗ 2010/08849

для инструментария и посуды, камера 137 л,
500×535×473 мм, непроходная, сушка

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	137 л
Размер камеры	500×535×473 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Miele PG 8535 / 8536 с шириной 90 см, со встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом, для обработки лабораторной посуды, например в промышленных и исследовательских лабораториях.

Варианты исполнения:

- **Miele PG 8535** - перистальтический насос для дозирования, выдвижной отсек с местом для 2 канистр по 5 л, размер 820×900×700 мм, вес 114 кг;
- **Miele PG 8536** - диафрагменный насос для дозирования, выдвижной отсек с местом для 4 канистр по 5 л, размер 1175×900×700 мм, вес 177 кг.