

Машина моечно-дезинфекционная Miele PG 8582 / PG 8582 CD

РЗН 2019/8250

для инструментария и посуды, камера 145 л,
520×520×530 мм, непроходная, сушка, размер
835×600×600 мм

Miele & Cie. KG, Германия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	145 л
Размер камеры	520×520×530 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	835×600×600 мм
Вес	74 кг

Описание

Автоматы для мойки и дезинфекции PG 8582 - универсальный автомат, который предназначен для мойки и дезинфекции медицинских инструментов. Прибор применяется в клиниках, промышленных и научно-исследовательских лабораториях, в операционной практике и других областях для обработки лабораторной посуды и стекла.