

Машина моечно-дезинфекционная Steelco TW 3000/2

РЗН 2018/7266

для инструментария и посуды, проходная, сушка,
размер 1150×1775×1980 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	1150×1775×1980 мм

Описание

Моечно-дезинфекционная машины Steelco TW 3000 предназначена для обеспечения максимальной производительности в предстерилизационной обработке медицинских изделий. Большой объем камеры и уникальная конструкция машины позволяют обрабатывать до 62 поддонов DIN за 1 час. Концепт данной машины предполагает выполнение моечной фазы и фазы дезинфекции в первой камере, а фазы сушки во второй камере, кроме того в машине установлено 3 бустерных бака, в которых подготавливается вода для следующих фаз, таким образом значительно сокращается общее время цикла.

Особенности:

- вертикально-скользящие двери из закаленного стекла;
- двойной контур системы сушки;
- автоматический выбор программы мойки;
- камеры машины и разбрызгиватели из нержавеющей стали AISI 316L;
- облицовочные панели из нержавеющей стали AISI 304;
- 3 входа для подключения воды (горячая, холодная, деминерализованная);
- 2 насоса для подачи детергентов (опционально увеличивается до 3 или 4);
- контроль уровня детергентов, сигнализация при отсутствии моющего средства;
- фильтр HEPA H14;
- цветной сенсорный экран 5,6" на стороне загрузки;
- цветной сенсорный экран 4,5" на стороне разгрузки;
- RS 232 порт.

В модели Steelco TW 3000 применены самые передовые технологии и самые функциональные принадлежности **для выполнения качественной мойки, дезинфекции и сушки широкого спектра медицинских изделий:**

- хирургические инструменты;
- микро-инвазивные инструменты (жесткие эндоскопы);

- наркозно-дыхательная аппаратура;
- офтальмологические инструменты;
- стоматологические инструменты;
- операционная обувь;
- детские бутылочки;
- лабораторная посуда и принадлежности;
- контейнеры.