

Машина моечно-дезинфекционная STERIS AMSCO 3053

РЗН 2015/3151

для инструментария и посуды, 673×667×660 мм,
проходная, сушка, размер 1067×2032×787 мм

Steris Corporation, США



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Размер камеры	673×667×660 мм
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	1067×2032×787 мм

Описание

Особенности моечно-дезинфекционной машины STERIS AMSCO 3053:

- продолжительность цикла очистки 35 мин;
- понятный пользовательский интерфейс с большим экраном;
- кнопка управления одним касанием;
- цветовая световая индикация, понятная с одного взгляда;
- удобный доступ для периодического и сервисного обслуживания;
- двойной нагрев;
- одновременный электрический и паровой нагрев;
- возможность переключения в случае прекращения подачи пара;
- возможность выбора паровой системы для сокращения длительности цикла;
- глобальные решения для мойки / дезинфекции.