

Машина моечно-дезинфекционная STERIS SYSTEM 1 Express

РЗН 2015/3151

для инструментария и посуды, 1 эндоскоп, проходная,
сушка, размер 610×813×955 мм

Steris Corporation, США



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Вместимость	1 эндоскоп
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	610×813×955 мм

Описание

STERIS SYSTEM 1 Express - жидкая химическая стерилизация обеспечивает быструю и высокоэффективную переработку очищенных, многоразовых, погружных и чувствительных к нагреву критических и полукритических медицинских изделий. В системе используется S40® Sterilant Concentrate для устранения всей микробной жизни, включая бактериальные эндоспоры. Процессор S1E, имеет два предварительных фильтра, ультрафиолетовое излучение и фильтр MaxPure™ работают в гармонии с S40 стерилизующим концентратом, обеспечивая проверенный процесс для чувствительных к нагреву устройств.

Легко стерилизует многоканальные гибкие хирургические эндоскопы. Раствор имеет нейтральный pH и безопасно смывается в канализацию. Адаптеры Quick Connect гарантируют, что стерилизующее средство достигнет всех поверхностей и углов портов оборудования.

Процессор помогает уверенно обрабатывать инструменты без лишних действий и волнения. Его компактный размер и быстрое от 18-минут время цикла делают его удобным и идеальным для различных мест. По сравнению с дезинфекцией высокого уровня гарантирует стерильную обработку полукритических устройств, таких как гибкие или полужесткие эндоскопы.