

Машина моечно-дезинфекционная STERIS Vision 1321 / 1327

РЗН 2015/3151

для транспортных тележек, 1016×2032×2083 / 2692
мм, проходная, сушка, размер 3048×2864×2692 / 3302
мм

Steris Corporation, США



Характеристики

Назначение	для транспортных тележек
Размер камеры	1016×2032×2083 / 2692 мм
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	3048×2864×2692 / 3302 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная STERIS Vision 1321 / 1327 - предназначена для обработки различных габаритных предметов: транспортных тележек, столов, а также при помощи моечных тележек могут быть обработаны стерилизационные контейнеры, операционная обувь и другие ИМН, машина доступна в трех вариантах длинны камеры, которые обеспечивают максимальную производительность. Цикл чистки занимает 10 минут, при этом обеспечивается термическая дезинфекцию с низким потреблением воды.

Варианты исполнения:

- **STERIS Vision 1321**, длинна коридора 2692 из них полезная длинна камеры 2083;
- **STERIS Vision 1327**, длинна коридора 3302 из них полезная длинна камеры 2692.