

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 150

РЗН 2015/3375

для инструментария и посуды, камера 210 л,
635×580×550 мм, непроходная, сушка, размер
860×700×900 мм

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	210 л
Размер камеры	635×580×550 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	860×700×900 мм

Описание

Автоматическая моечная и дезинфицирующая машина WD 150 - это свободно устанавливаемая многоцелевая моечная, дезинфицирующая и сушильная машина.

Особенности:

- высокопроизводительный моечный насос (400 л/мин);
- мощный блок сушки (350 м3/ч);
- до четырех дозирующих устройств с датчиками расхода моющего средства;
- минимальное потребление воды;
- меньше потребность в химических добавках;
- короткие циклы обработки;
- высокая надежность в эксплуатации;
- легкая загрузка/выгрузка;
- широкий спектр подставок для моек для любых применений.

Прибор подойдет для очистки:

- хирургического инструментария;
- инструментов для минимально-инвазивного вмешательства;
- инструментов для анестезии и интенсивной терапии;
- бутылок для кормления детей грудного возраста и сосок;
- операционной обуви;

- лабораторных приборов в области исследований и производства;
- жёстких эндоскопов;
- офтальмологических инструментов в нейрохирургии.