

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 200

РЗН 2015/3375

для инструментария и посуды, камера 225 л,
625×575×617 мм, непроходная, сушка, размер
1840×680×710 мм

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	225 л
Размер камеры	625×575×617 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	1840×680×710 мм

Описание

Автоматическая моечная и дезинфицирующая машина WD200 - это новая модель компании Belimed. Имея ширину всего 68 сантиметров ее вместимость составляет 12 DIN-лотков и она предназначена для небольших ЦСО и лабораторий. Благодаря новому дизайну загрузочных вставок, машина WD200 потребляет до 10% меньше воды и моющих средств и до 20% меньше энергии за 1 цикл.

Особенности:

- большая моечная камера, компактный внешний размер;
- динамический контроль уровня воды для снижения потребления воды, химикатов и энергии;
- вентиляционное отверстие отработанного воздуха с дренажом конденсата для снижения потребления энергии;
- рекуперация тепла в конденсаторе с предварительным нагревом деионизированной воды для быстрых циклов (дополнительно);
- 12 валидированных заводских программ;
- порт для проверки и клапан отбора образцов;
- мощный блок сушки (324 м3/ч);
- соответствует EN ISO 15883;
- термическая дезинфекция до значения A0;
- измерение проводимости (опционально);
- полное отслеживание процесса и независимое архивирование данных (дополнительно);
- отслеживание давления насоса для повышения безопасности процесса.

Прибор подойдет для очистки:

- хирургического инструментария;
- инструментов для малоинвазивного вмешательства;
- инструментов для анестезии и интенсивной терапии;
- бутылок для кормления детей грудного возраста и сосок;
- контейнеры;
- операционной обуви;
- лабораторных приборов в области исследований и производства;
- жёстких эндоскопов;
- офтальмологических инструментов в нейрохирургии.