

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 290

РЗН 2015/3375

для инструментария и посуды, камера 350 л,
670×610×750 мм, непроходная / проходная, сушка,
размер 1840×900×940 мм

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	350 л
Размер камеры	670×610×750 мм
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	1840×900×940 мм

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 290 имеет полностью автоматические сдвигающиеся вверх стеклянные двери. Динамический контроль уровня воды для снижения потребления воды, химикатов и энергии. Вентиляционное отверстие отработанного воздуха с дренажом конденсата для снижения потребления энергии. Очень низкий уровень шума 58 дБ (А). Полноцветная панель управления. Возможны процессы с очень коротким циклом. До пяти дозирующих устройств с датчиками расхода. Порт для проверки и клапан отбора образцов.

Прибор подойдет для очистки:

- хирургического инструментария;
- инструментов для малоинвазивного вмешательства;
- инструментов для анестезии и интенсивной терапии;
- бутылок для кормления детей грудного возраста и сосок;
- контейнеры;
- операционной обуви;
- лабораторных приборов в области исследований и производства.