

Машина моечно-дезинфекционная Belimed WD 425

РЗН 2015/3375

для эндоскопов, камера 210 л, 510×540×510 мм, 3
эндоскопа, непроходная, сушка, размер 900×900×700
мм

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Объем камеры	210 л
Размер камеры	510×540×510 мм
Вместимость	3 эндоскопа
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	900×900×700 мм

Описание

Машина моечно-дезинфицирующая с принадлежностями WD 425 - WD425E с управлением ECU 2000 отвечает всем гигиеническим требованиям эндоскопии, и, благодаря патентованной системе камер под давлением, является очень дружелюбным в применении и приспособленным для подготовки всех типов эндоскопов.

Прибор подойдет для очистки:

- гибких эндоскопов;
- жестких эндоскопов;
- принадлежностей для эндоскопии;
- ОР-инструментов;
- ОР-Обуви;
- MIC-инструментов;
- AN-материал;
- HNO-материал;
- флаконов Редона;
- ключей и емкостей;
- детских бутылочек;
- лабораторного стекла и суден.