

Машина термозапаивающая PMS Steri-seal SS101

РЗН 2013/578

роторное устройство, шов 14 мм, скорость запайки 8-12 м/мин, температура запайки 50-250 °С, дисплей, режущий элемент, роликовый конвейер, 225×425×155 мм



PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция

Характеристики

Тип устройства	роторное
Ширина шва	14 мм
Скорость запайки	8-12 м/мин
Температура запайки	50-250 °С
Дисплей	Да
Режущий элемент	Да
Роликовый конвейер	Да
Размер аппарата	225×425×155 мм

Описание

Преимущества компании PMS Medikal:

- завершение работы системой стерильного барьера
- крайне прост в использовании
- надежный, прочный, из нержавеющей стали, гигиеничен в использовании
- после того, как питание и температура установлены, устройство работает до тех пор, пока это необходимо и автоматически останавливается когда работа окончена.
- точный контроль температуры позволяет запаивать любые стерилизационную бумагу в пакетах и рулонах, в том числе, предназначенную для низкотемпературной стерилизации (Tyvek).

Запаечная машина SS 101:

- многолинейная запайка;
- контроль температуры при помощи микропроцессора;
- допустимое отклонение температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- автоматическая загрузка при помощи оптического датчика;
- доступно 4 языка;
- температура может регулироваться от 50°C до 200°C;
- герметичной запайке может подлежать широкий ассортимент упаковочных материалов;

- управление по меню осуществляется при помощи цифрового LCD дисплея;
- скорость запайки 8-12 м/мин;
- регулируемая толщина шва;
- автоматическое отключение при отклонении температуры.