

Машина моечно-дезинфекционная BMT UNICLEAN SL M 10

РЗН 2016/3635

для инструментария и посуды, камера 350 л,  
непроходная / проходная, сушка, размер  
940×750×1850 мм

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Назначение    | для инструментария и посуды |
| Объем камеры  | 350 л                       |
| Исполнение    | непроходная / проходная     |
| Функция сушки | Да                          |
| Размер        | 940×750×1850 мм             |
| Вес           | 300 кг                      |

Описание

**UNICLEAN SL M 10** - моечно-дезинфекционное устройство. Применяется в хирургических центрах, больницах, а также в центральных стерилизационных отделениях. Представлено как в однодверном, так и в проходном вариантах. Система имеет 20 стандартных программ мойки и дезинфекции и программы для индивидуальной настройки. Все компоненты устройства выполнены из нержавеющей стали. Автоматические раздвижные двери изготовлены из стекла двойной закалки, что обеспечивает безопасность для персонала и позволяет визуально наблюдать за процессом мойки.

- С помощью панели управления можно выбрать одну из наиболее используемых программ:
- P1 - краткий цикл, который подходит для слегка загрязненных изделий;
  - P2 - стандартный цикл, который подходит для изделий со средней степенью загрязнения;
  - P3 - интенсивный цикл, который подходит для сильно загрязненных изделий;
  - P+ - выбор других преднастроенных программ.