

Машина моечно-дезинфекционная BMT UNICLEAN SL M 15

РЗН 2016/3635

для инструментария и посуды, камера 500 л,
680×814×840 мм, непроходная / проходная, сушка,
размер 1260×960×2005 мм

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	500 л
Размер камеры	680×814×840 мм
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	1260×960×2005 мм
Вес	472 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная BMT UNICLEAN SL M 15 - это наибольшая модель в линейке моеще-дезинфицирующих машин компании «BMT». Это устройство идеально подходит для больших больниц и центральных стерилизационных отделений, требующих высокой производительности моещей системы. Как и меньшие модели, этот аппарат можно встраивать в стены вместе с другими устройствами. Конфигурация предусматривает вариант двухдверной модели с последовательно расположенными дверями для «нестерильной» и «чистой» зоны, а также автономной однодверной модели. UNICLEAN SL 15 выгодно отличается от меньших моделей благодаря широкому выбору дополнительного оборудования, повышающего степень комфорта и экономность эксплуатации.