

Машина моечно-дезинфекционная BMT UNICLEAN SL M 8

РЗН 2016/3635

для инструментария и посуды, камера 170 л,
540×540×500 мм, непроходная, сушка, размер
850×600×630 мм

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	170 л
Размер камеры	540×540×500 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	850×600×630 мм
Вес	65 кг

Описание

UNICLEAN SL M 8 - моечно-дезинфекционное устройство. Используется в небольших частных операционных блоках, стерилизационных комнатах для термической дезинфекции и мойки инструментов. Система имеет 20 стандартных программ мойки и дезинфекции и программы для индивидуальной настройки. Управление и контроль параметров осуществляется с помощью микропроцессорной панели управления. Оснащена двухрядным жидкокристаллическим монитором, который отображает этап программы, время и дату, температуру и ее регулировку, оставшееся время цикла и различные сообщения о нарушениях в работе. Имеет кнопки регулирования. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. 8 функциональных светодиодов оповещают о текущем состоянии аппарата.

С помощью панели управления можно выбрать одну из наиболее используемых программ:

- P1 - краткий цикл, который подходит для слегка загрязненных изделий;
- P2 - стандартный цикл, который подходит для изделий со средней степенью загрязнения;
- P3 - интенсивный цикл, который подходит для сильно загрязненных изделий;
- P+ - выбор других преднастроенных программ.