

Машина моечно-дезинфекционная BMT UNICLEAN SL M 9

РЗН 2016/3635

для инструментария и посуды, камера 200 л,
555×590×600 мм, непроходная / проходная, сушка,
размер 650×710×1685 мм

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	200 л
Размер камеры	555×590×600 мм
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	650×710×1685 мм
Вес	174 кг

Описание

UNICLEAN SL M 9 - небольшая моечно-дезинфекционная машина. Представлена как в однодверном, так и в проходном вариантах. Применяется для обработки детских бутылок, крови, BGA, микробиологических веществ, масел и бензина, для термической и химической дезинфекции инструментария, для энзимной чистки. Панель управления представлена микропроцессором. Оснащена двухрядным жидкокристаллическим монитором. Имеет кнопки запуска и остановки и кнопку для пропуска этапа сушки. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. Конструкция выполнена из нержавеющей стали. Закругленные углы камеры упрощают процесс мойки. Наклонный пол предотвращает задержку жидкости внутри камеры. В основании аппарата имеется блок для хранения 3 пятилитровых баллонов с химическими веществами. Двери машины обеспечивают фронтальную загрузку и открываются вручную. Имеют специальное окно для наблюдения за процессом обработки.