


Маска медицинская ГЕКСА трехслойная

ФСР 2010/09436

3-х слойная, на завязках / на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый с рисунком / бирюзовый / голубой / желтый / жёлтый / розовый / синий, стерильная / нестерильная

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках / на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый с рисунком / бирюзовый / голубой / желтый / жёлтый / розовый / синий
Количество в упаковке	10 шт. / 15 шт. / 50 шт. / 100 шт.
Стерильность	стерильная / нестерильная

Дополнительные характеристики

Маски одноразовые 3-слойные гипоаллергенные с фиксатором на переносице.

Основной фильтрующий элемент маски - средний слой, состоящий из мелтблауна.

Эффективность бактериальной фильтрации - 99%. Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить ее на лице. Маска фиксируется на голове при помощи мягких резинок или завязок.

Для применения в педиатрии выпускаются маски на резинке с детским рисунком.

Маски, упакованные по 100 и 50 шт. в коробки, применяются в клиниках. Коробки на верхней крышке имеют перфорацию, удалив верхнюю часть крышки, можно доставать маски непосредственно из коробки, не открывая ее. Маски, упакованные по 10 и 15 шт., удобны для розничных продаж.

Способ фиксации:

- **резинка:** цветные, белый с рисунком - 100 шт. / 10 шт.
- **завязка:** голубой - 50 шт.