

Маска аэрозольная Ассомедика

РЗН 2018/7938

аэрозольная, без мешка, Вентури, трубка 1-5 м,
размер S / M / L / XL

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	аэрозольная
Мешок	без мешка
Клапан Вентури	Да
Длина трубки	1-5 м
Размер	S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Маски аэрозольные Ассомедика предназначены для кратковременной подачи кислорода средней и высокой концентрации, а также для проведения ингаляционного лечения.

Модификации:

- Однократного применения
- Однократного применения **с небулайзером**
- Однократного применения **с небулайзером и трубкой**
- Однократного применения **с клапаном Вентури**
- Однократного применения **с трубкой и клапаном Вентури**

Размеры: 2 / 3 / 4 / 5.

Длина трубки: от 1000 мм до 5000 мм.

Характеристики:

- Маска изготовлена из мягкого эластичного полимерного материала.
- Легко фиксируется на лице пациента при помощи эластичной ленты и гибкого носового зажима.
- Края маски атравматичны: закруглены и сглажены, что обеспечивает высокий комфорт пациента.
- Отверстия на боковых поверхностях маски обеспечивают хорошую вентиляцию.
- Прозрачный материал маски позволяет осуществлять визуальный контроль состояния слизистых и кожных покровов пациента, контролировать дыхание пациента.
- Термопластичный материал маски смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у пациента.

Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

Защита от влаги при хранении.

Не содержит латекс.

Апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов.

Срок годности (стерильности) – 5 лет со дня изготовления.