

Маска аэрозольная Plasti-Med

ФСЗ 2012/12924

аэрозольная, без мешка, трубка 2 м, размер S / L

Plasti-Med, Турция






Характеристики

Тип	аэрозольная
Мешок	без мешка
Длина трубки	2 м
Размер	S / L

Дополнительные характеристики

Маска аэрозольная Plasti-Med применяется при лечении больных с респираторными заболеваниями (ХОБЛ) и для ингаляции лекарственных препаратов больным тяжелой формой бронхиальной астмы.

Модификации

Изображение	Кат. №	Описание	В упаковке
	130106	Для взрослых	100 шт.
	130056	Для взрослых с поворотным коннектором*	100 шт.
	130107	Педиатрическая	125 шт.

* Поворотный коннектор

**Характеристики:**

- Медицинский ПВХ
- Стандартный коннектор
- Трубка 2 м, стойкая к изломам и изгибам
- Без латекса