

Маска медицинская Пауль Хартманн Foliodress mask Anti splash

ФСЗ 2007/00533

4-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет бирюзовый, нестерильная

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Тип	4-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	3 (98%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	бирюзовый
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

- высококачественная хирургическая четырехслойная маска из гипоаллергенного нетканого материала со специальным антимикробным микрофильтром, согласно EN 14683 тип IIR, для процедур с высоким риском инфицирования;
- фиксирующие ленты, сваренные ультразвуком;
- длинный, интегрированный фиксатор на переносице;
- мягкая окантовка с высокой впитывающей способностью;
- цвет морской волны;
- в упаковке - 40 шт.