

Маска медицинская Пауль Хартманн Foliodress mask Anti splash with visor

ФСЗ 2007/00533

4-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, со щитком / противозапотевающая, класс защиты 3 (98%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет зеленый, нестерильная

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Тип	4-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	со щитком / противозапотевающая
Класс защиты (ASTM уровень)	3 (98%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	зеленый
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

- маска из гипоаллергенного нетканого материала со специальным антимикробным микрофильтром, согласно EN 14683 тип IIR;
- фиксирующие ленты, сваренные ультразвуком;
- длинный, интегрированный фиксатор на переносице;
- мягкая окантовка с высокой впитывающей способностью;
- цвет морской волны.