

Маска медицинская Пауль Хартманн Foliodress mask Protect Special

ФСЗ 2007/00533

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, противозапотевающая / удлиненная до шеи, класс защиты 2 (98%), материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет голубой, нестерильная

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Особенности	противозапотевающая / удлиненная до шеи
Класс защиты (ASTM уровень)	2 (98%)
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	голубой
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Подходят для одноразового использования во всех хирургических областях, для очень чувствительной кожи, для хирургов, носящих очки и бороду.

- стандартные хирургические маски из гипоаллергенных нетканых материалов, со специальным антимикробным микрофильтром, согласно EN 14683 тип II;
- со специальным антимикробным микрофильтром, эффективность которого более 98 %;
- с длинным, интегрированным фиксатором на переносице;
- с окантовкой, обладающей высокой впитывающей способностью;
- с обработанными ультразвуковой сваркой лентами-завязками;
- очень широкая форма маски.