

Маска кислородная Angiplast Вентури AS-14

кислородная, без мешка, Вентури, трубка 2 м, размер S / L

Angiplast, Индия



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	без мешка
Клапан Вентури	Да
Длина трубки	2 м
Размер	S / L

Дополнительные характеристики

Маска кислородная AngelTouch Вентури AS-14 используется для подачи пациенту кислорода требуемой концентрации при регулируемой кислородной терапии.

Технология: используется механический эффект Вентури, заключающийся в увеличении скорости потока кислорода в маску, что ограничивает растворение кислорода воздухом, поступающим в маску.

Разбавители (клапаны) имеют цветовую маркировку – каждому цвету соответствует своя концентрация кислорода:

- 24% – синий
- 28% – желтый
- 31% – белый
- 35% – зеленый
- 40% – розовый
- 50% – оранжевый

Трубка

Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала. Трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным концентраторам и другим устройствам.

Длина трубки 2 метра.

Характеристики:

- материал: медицинский имплантационно-нетоксичный термопластичный поливинилхлорид;
- маска прозрачная – обеспечивает визуализацию состояния пациента;

- края специально обработаны и закруглены;
- носовая клипса обеспечивает надежную и комфортную фиксацию на лице пациента;
- эластичная лента для фиксации маски.

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Стерилизация – этиленоксид.

Срок стерильности – 5 лет.

Индивидуальная упаковка.