

Маска кислородная Angiplast AS-05

кислородная, без мешка / с мешком, трубка 1.8 м,
размер S / L

Angiplast, Индия



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	без мешка / с мешком
Длина трубки	1.8 м
Размер	S / L

Дополнительные характеристики

Маска кислородная AngelTouch AS-05 предназначена для кратковременной и оперативной подачи кислорода с фиксированной концентрацией.

Модификации:

- AS-05A – без мешка
- AS-05B – с мешком

Маска выполнена с учётом мельчайших анатомических особенностей человека, края маски обработаны и закруглены, маска крепится посредством использования эластичной ленты, и носовой клипсы. Так как маска изготовлена из качественного медицинской имплантационно-нетоксичной пластмассы, маска безопасно и надёжно прилегает к лицу пациента. Материал прозрачен, поэтому маска не будет препятствовать визуальному контролю за пациентом.

Трубка

В комплекте с маской, поставляется кислородная трубка из пластикового и устойчивого к перегибам материала. На концах трубки, размещено два универсальных коннектора для подключения к устройствам.

Стерильна, поставляется в отдельной упаковке.

Срок стерильности маски – пять лет.