

Маска кислородная Ассомедика

РЗН 2018/7938

кислородная, без мешка / с мешком, трубка 1-5 м,
размер S / M / L / XL

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	без мешка / с мешком
Длина трубки	1-5 м
Размер	S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Маски кислородные Ассомедика предназначены для кратковременной подачи кислорода средней и высокой концентрации, а также для проведения ингаляционного лечения. Могут использоваться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

Модификации:

- Однократного применения
- Однократного применения **с трубкой**
- Однократного применения **с мешком**
- Однократного применения **с мешком и трубкой**

Размеры: 1 / 2 / 3 / 4 / 5.

Длина трубки: от 1000 мм до 5000 мм.

Характеристики:

- Маска изготовлена из мягкого эластичного полимерного материала.
- Легко фиксируется на лице пациента при помощи эластичной ленты и гибкого носового зажима (во избежание травмирования новорожденных в маске №1 не предусмотрено наличие носового зажима).
- Края маски атравматичны: закруглены и сглажены, что обеспечивает высокий комфорт пациента.
- Отверстия на боковых поверхностях маски обеспечивают хорошую вентиляцию.
- Прозрачный материал маски позволяет осуществлять визуальный контроль состояния слизистых и кожных покровов пациента, контролировать дыхание пациента.
- Термопластичный материал маски смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у пациента.

Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

Защита от влаги при хранении.

Не содержит латекс.

Апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов.

Срок годности (стерильности) – 5 лет со дня изготовления.