

Маска кислородная Greatcare GCR 1012

кислородная, без мешка, трубка 2.1 м, размер S / M / L / XL

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	без мешка
Длина трубки	2.1 м
Размер	S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Маска кислородная Greatcare GCR 1012 предназначена для безопасной подачи низких и умеренных концентраций кислорода в течение продолжительных периодов времени.

Модификации

Кат. № с трубкой / без трубки	Размер	Цвет маски
GCR 101201 / GCR 101202	L (взрослая)	зеленая
GCR 101203 / GCR 101204	S (детская)	зеленая
GCR 101205 / GCR 101206	XL (взрослая удлиненная)	зеленая
GCR 101207 / GCR 101208	M (детская удлиненная)	зеленая
GCR 101209 / GCR 101210	L (взрослая)	прозрачная
GCR 101211 / GCR 101212	S (детская)	прозрачная
GCR 101213 / GCR 101214	XL (взрослая удлиненная)	прозрачная
GCR 101215 / GCR 101216	M (детская удлиненная)	прозрачная

Трубка

Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2.1 м.
Размер коннектора трубки соответствует международным стандартам и позволяет подключиться к любым кислородным магистралям.

Характеристики:

- края маски гладкой закругленной формы;
- легко фиксируется на лице пациента при помощи носового зажима и эластичной ленты;
- термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, что позволяет принимать форму соответствующую индивидуальным особенностям лица пациента;
- отверстия на боковых поверхностях маски обеспечивают вентиляцию;
- прозрачность материала позволяет контролировать состояние пациента;
- изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида;
- поставляется в герметичной стерильной упаковке (ЕО), обеспечивающей сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности (5 лет);
- не содержит латекс и фталаты;
- для однократного применения.