

Маска кислородная Plasti-Med

ФСЗ 2012/12924

кислородная, без мешка, трубка 2 м, размер S / L

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	кислородная
Мешок	без мешка
Длина трубки	2 м
Размер	S / L

Дополнительные характеристики

Маски кислородные Plasti-Med используются для подачи кислорода при гипоксии.

Модификации

Изображение	Кат. №	Описание	В упаковке
	130103	Для взрослых	125 шт.
	130053	Для взрослых	125 шт.
	130104	Педиатрическая	150 шт.

Характеристики:

- Медицинский ПВХ
- Стандартный коннектор
- Трубка 2 м, стойкая к изломам и изгибам
- Без латекса