

Маска ларингеальная силиконовая многократного применения, размер 0-6

РЗН 2018/7258

маска многоразовая, размер 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	многоразовая
Материал	силикон
Размер	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Возрастная категория	для новорожденных и младенцев весом до 5 кг
Срок стерильности	5 лет

Дополнительные характеристики

Маска ларингеальная это наиболее удобное, безопасное и надежное устройство для обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Предназначена для обеспечения надежной проходимости дыхательных путей, является альтернативой эндотрахеальной трубке или наркозной маске при использовании в анестезиологии или при некоторых неотложных состояниях. В состав маски входит: воздуховод, сдуваемая манжета, клапан наддува и пилот-баллон для контроля давления внутри манжеты.