

Маска ларингеальная Solus MRI

ФСЗ 2009/03551

маска одноразовая, размер 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5,
совместима с МРТ

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	одноразовая
Размер	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
Совместимость с МРТ	Да

Дополнительные характеристики

Одноразовая стерильная ларингеальная маска, оборудованная специально протестированными клапанами без содержания металла, которые гарантируют отсутствие искаженного магнитного поля в магнитно-резонансном томографе. Пластиковый клапан был выбран для обеспечения полной надежности в течение всего срока годности каждого устройства. На каждую упаковку нанесена метка «совместима с МРТ», клапан-индикатор подкачивания манжеты снабжен депрессором желтого цвета (цвет определяет тип маски) для легкой идентификации. Для использования при магнитно-резонансных исследованиях, высококачественное одноразовое изделие для решения сложных проблем