

Маска ларингеальная Solus с армированной трубкой воздуховода

ФСЗ 2009/03551

маска одноразовая, размер 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5, с армированной трубкой воздуховода

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	одноразовая
Размер	2 / 2.5 / 3 / 4 / 5
Армированная трубка воздуховода	Да

Дополнительные характеристики

Ларингеальная маска Solus - идеальное решение для рутинных операций в области головы, таких как ЛОР, стоматология, челюстно-лицевая и глазная хирургия, где стандартные изделия для обеспечения проходимости дыхательных путей могут затруднить хирургический доступ. Гибкая армированная трубка позволяет безопасно устанавливать ее в любом удобном для Вас положении, исключая риск обтурации вследствие излишнего перегиба воздуховода.