

Маска медицинская SENSE Professional трехслойная на резинках

РЗН 2020/9947

3-х слойная, на резинках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет голубой, стерильная / нестерильная

МАСКА ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на резинках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	голубой
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт.
Стерильность	стерильная / нестерильная

Дополнительные характеристики

Описание:

- Изготовлены из высококачественного синтетического **нетканого материала**.
- Снабжены **антибактериальным фильтром**, препятствующим миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей.
- Произведены с использованием уникальной соединительной технологии, при которой предусматривается мощная прокатка трех слоев мягких и гибких материалов, что устраняет грубость и неудобства традиционных методов соединения материалов.
- Гибкий **носовой фиксатор** в верхней части маски способствует подбору индивидуальной формы, лучшему прилеганию маски к лицу и, как следствие, - более высокой защите.
- Тактильные ощущения, аналогичные хлопку, обеспечивают комфорт, а высокая степень фильтрации - безопасность.

Варианты выпуска продукции:

- картонная упаковка 50 шт./уп. (3000 шт./короб.);
- картонная упаковка 100 шт./уп. (3000 шт./короб.);
- полиэтиленовая упаковка 50 шт./уп. (4000 шт./короб.).