

Маска медицинская SENSE Professional трехслойная на завязках

РЗН 2020/9947

3-х слойная, на завязках, класс защиты не определен,
материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет
голубой, стерильная / нестерильная

МАСКА ООО, Россия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	голубой
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт.
Стерильность	стерильная / нестерильная

Дополнительные характеристики

Изготовлены из высококачественного синтетического нетканого материала. Снабжены антибактериальным фильтром, препятствующим миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Произведены с использованием уникальной соединительной технологии, при которой предусматривается мощная прокатка трех слоев мягких и гибких материалов, что устраняет грубость и неудобства традиционных методов соединения материалов. Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски способствует подбору индивидуальной формы, лучшему прилеганию маски к лицу и, как следствие, - более высокой защите. Тактильные ощущения, аналогичные хлопку, обеспечивают комфорт, а высокая степень фильтрации – безопасность.

Варианты выпуска продукции:

- картонная упаковка 50 шт./уп. (3000 шт./короб.);
- картонная упаковка 100 шт./уп. (3000 шт./короб.);
- полиэтиленовая упаковка 50 шт./уп. (4000 шт./короб.).